

Ihre Patientin/Ihr Patient hat einen insulinpflichtigen Diabetes mellitus und hat  
**eine Insulinpumpe**

Wir empfehlen folgendes Vorgehen:

- 1 Tag vor der Untersuchung:
  - Basalrate 2 Stunden nach dem Mittagessen auf 80% einstellen.
  - Bis nach der Untersuchung keine Boli mehr spritzen.
- am Untersuchungstag:
  - Basalrate vor der ersten Mahlzeit wieder auf 100% einstellen.
  - Keine Boli vor der ersten Mahlzeit.
  - Pumpe nicht ausziehen.

Wir möchten Sie bitten, das Vorgehen mit dem Patienten zu besprechen.

Wir danken für die Zusammenarbeit und stehen bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.